

Mi az a remifentanil PCA?

Erős, morfium-szerű fájdalomcsillapító – te magad adagolod pumpa segítségével a méhösszehúzódnások alatt.

- Gyorsan hat, gyorsan el is múlik
- Nem nyújt teljes fájdalommentességet, de jelentősen csökkenti
- Kanül a karvénán keresztül, elektromos pumpával

Hogyan működik?

Használat lépései:

- Érzed a méhösszehúzódnás kezdetét → nyomd meg a gombot
- A pumpa kis adagot juttat közvetlenül a vénába
- Fájdalomcsökkentés **30 másodpercen belül**
- Hatás akár 2 percig tart
- Minden összehúzódnásnál megismételhető

Biztonság: a pumpa az adagolás után **2 percig** blokkolja a következő adagot.

Mikor alkalmazható?

- A vajúráskor alatt bármikor
- Abbafejtés után hatás gyorsan megszűnik
- Utána szoptatható, ágyból felkelhet

Kutatások: jobb hatás a pethidine-nél, anélkül hogy a babánál mellékhatásokat növelne.

⚠ *Kitolási fázisban mindig leállítják.*

Előnyök

- ✓ Gyors és kiszámítható hatás
- ✓ Te magad irányítod az adagolást
- ✓ Abbafejtés után hamar elmúlik – szoptatáshoz, mozgáshoz
- ✓ Jobb hatás mint a pethidine

Lehetséges hátrányok

- Csak infúzióval keresztül adható
- Szédülékenység, álomosság
- Az infúzió és monitor miatt kevésbé mozgékony
- **A szülés végéig ágyban kell maradni**
- Ha a baba állapota kérdéses, lehet hogy nem adható

Fontos: a Franciscus Gasthuis & Vlietland kórházban alkalmazzák, habár a gyártó nem regisztrálta hivatalosan szülés közbeni célra. **Csak a te kifejezett hozzájárulásoddal adják be.**

Mellékhatások – kockázati táblázat

Mellékhatás	Gyakoriság	Jellemzés
Émelygés, hányás	10-ből 1	néha
Alacsony vérnyomás	10-ből 1	néha
Viszketés	100-ból 1	ritkán
Lassuló pulzus	10–100-ból 1	ritkán
Lassuló légzés	10–100-ból 1	ritkán
Székrekedés	100–1000-ból 1	kivételes